



التجهيز للارسال


لا تنسى كتابة تاريخ أخذ العينة .




ضع الورقة التي تمتص حول القارورة الصغيرة.



ضعها في علبة التعليب الصغيرة .



ضع علبة التعليب الصغيرة في الكيس البلاستيكي ثم اغلقه.




ضع الإستمارة في جيب صغير اضافي على الكيس البلاستيكي.


سيقدم لك طبيب العائلة الخاص بك معلومات عن تقديم المادة.

١١: تعليمات بخصوص زرع البول


أغلق السدادة بإحكام.




توجد في العلبة انبوب صغير ذو سدادة صفراء اللون.



الصق الستيكر مع الباركود على الانبوب اكتب تاريخ اخذ العينة على استمارة الطلب.




افتح السدادة وخذ الماسك بمنشفات من الانبوب.



بعد ثواني من البول ضع المنشفات امام البول.

انتبه: يجب ان تبثل المنشفات بشكل كامل.



ادخل الماسك مع المنشفات في الانبوب.

