



## 2A : INSTRUCTIONS POUR L'ANALYSE DES SELLES (MATIÈRES FÉCALES)




1

Dans l'emballage se trouvent  
\* un flacon avec un bouchon marron  
\* un dispositif de collecte des selles




2

Utilisez le dispositif de collecte des selles  
(pour éviter qu'elle ne se mêlent à l'eau des  
toilettes).  
Suivez les instructions données sur le dispo-  
sitif de collecte des selles.




3

Remplissez au maximum le flacon avec les  
selles (matières fécales). Utilisez pour ce  
faire le dispositif de collecte des selles et la  
petite cuillère qui est fixée au bouchon.




4

Revissez le bouchon en serrant bien.



5


Collez l'étiquette sur le flacon avec le code  
barres dans le sens de la longueur. Écrivez la  
date du prélèvement sur le bon de comman-  
de.



6


Le dispositif de collecte utilisé peut être jeté  
dans les toilettes.

## PRÉPARATION POUR L'ENVOI




1

N'oubliez pas de remplir la date du prélè-  
vement.




2

Entourez le flacon de la feuille absorbante.



3

Placez-le dans l'emballage blister.



4

Mettez le blister dans le sachet étanche et  
refermez celui-ci.

Sur la face non imprimée du sachet étan-  
che se trouve une poche supplémentaire,  
mettez-y le bon de commande.

Votre médecin de famille vous informe sur  
la remise du matériel.