



## التجهيز للارسال


لا تنسى كتابة تاريخ أخذ العينة .




ضع الورقة التي تمتص حول القارورة الصغيرة.



ضعها في علبة التعليب الصغيرة .



ضع علبة التعليب الصغيرة في الكيس البلاستيكي ثم اغلقه.




ضع الإستمارة في جيب صغير اضافي على الكيس البلاستيكي.


سيقدم لك طبيب العائلة الخاص بك معلومات عن تقديم المادة.

## ١٢: تعليمات بخصوص فحص البراز


الصق الستيكر مع الباركود على الانبوب اكتب تاريخ أخذ العينة على استمارة الطلب.




ماسك البراز المستخدم يمكن رميه مع الماء في المراض.



استخدم ماسك البراز لتجنب اختلاط مع ماء المراض اتبع التعليمات التي تخص التقاط البراز.



امل النبوب بالراز حتى النصف (حد أقصى). استعمل هنا ماسك البراز والملقعة الصغيرة الموجودة مع السداد.



أغلق السداد بإحكام.

