



2A: INSTRUCTIES FECES (ONTLASTING) ONDERZOEK



1


In de verpakking zit een

- buisje met bruine dop
- fecesvanger




2

Gebruik de fecesvanger (om bijmenging van toiletwater te voorkomen). Volg de instructies op de fecesvanger voor de opvang van de ontlasting.




3

Vul het buisje maximaal voor de helft met feces (ontlasting). Gebruik hiervoor de fecesvanger en het lepeltje dat aan de dop vastzit.



4


Draai de dop stevig vast.



5

Plak de sticker 'formulier' op het patiëntbericht en de sticker 'materiaal' op het buisje. Zorg dat de sticker met de barcode in de lengterichting op het buisje wordt geplakt.


Schrijf de afnamedatum op het patiëntbericht.



6


De gebruikte fecesvanger kan door het toilet gespoeld worden.

KLAARMAKEN VOOR VERZENDING




1

Vergeet niet de afnamedatum in te vullen.




2

Omwikkel het buisje met het absorberende inlegvel.



3

Stop dit in de blister.



4

Stop de blister in de sealbag en plak deze dicht.

Aan de onbedrukte zijde van de sealbag zit een extra vakje, doe hier het aanvraagformulier in.

Uw huisarts geeft u informatie over het inleveren van het materiaal.